



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

HOT PLATE

PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Siapkan sampel yang akan dipanaskan.
2. Tuangkan sampel ke dalam erlenmeyer atau gelas beker.
3. Kemudian letakkan gelas beker berisi sampel ke alas hotplate.
4. Hidupkan hotplate, putar pengatur suhu secara perlahan.
5. Sesuaikan suhu yang diinginkan.
6. Tunggu hingga proses pemanasan selesai.
7. Pindahkan sampel dan gelas beker dari alas hotplate, kemudian matikan hotplate tersebut.