



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

MAGNETIC STIRRER

PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Dimasukkan magnetic stirrer dalam wadah yang didalamnya terdapat larutan yang akan diaduk atau dilarutkan yang sedang dipanaskan(mis.di hot plate).
2. Magnetic stirrer akan berputar secara otomatis
3. Dikeluarkan magnetic stirrer dari wadah apabila sudah teraduk atau larut.